

Capítulo V: Solution UI/UX Design

5.1. Style Guidelines.

En esta sección, se establecen las pautas de estilo y desarrollo coherentes para garantizar que la solución tenga un enfoque unificado y consistente en su implementación.

5.1.1. General Style Guidelines.

Brand Overview

Nuestra aplicación tiene como objetivo ofrecer una solución innovadora para el cuidado de mascotas, integrando tecnología IoT y funcionalidades prácticas para propietarios y veterinarios. La marca busca transmitir seguridad, confianza y accesibilidad, permitiendo a los usuarios monitorear el bienestar de sus mascotas de manera sencilla y eficiente. Nos dirigimos a un público moderno y tecnológico, personas que valoran la salud y seguridad de sus mascotas y buscan herramientas tecnológicas que faciliten su cuidado.

Brand Name

Upet es una abreviación de "You Pet", reflejando la conexión personal que los dueños tienen con sus mascotas. El nombre busca ser cercano y accesible, reflejando el enfoque de la marca en ofrecer soluciones tecnológicas simples y efectivas para cuidar a las mascotas. Upet transmite un sentido de pertenencia, haciendo que los usuarios sientan que su mascota es parte central de la aplicación



Colors

La paleta de colores refleja los valores fundamentales de Upet: tecnología, confianza y cuidado. Cada color ha sido cuidadosamente seleccionado para comunicar diferentes aspectos de la marca.

Primary Color:

#0B1C3F (Azul Marino Profundo): Este color transmite profesionalismo, confianza y seguridad. Como color primario, el azul marino profundo es sofisticado y representa la solidez de la tecnología que sustenta nuestra aplicación.

Secondary Color:

#F15C5D (Rojo Coral): Este tono cálido y vibrante evoca energía, emoción y cuidado. Se usa como color secundario para destacar elementos importantes y generar una sensación de urgencia controlada,

especialmente útil en alertas y llamadas a la acción.

Other Colors:

#FF8F86 (Rosado Suave): Refleja calidez y cercanía. Es utilizado en áreas donde se busca suavizar la interfaz, como interacciones secundarias o feedback visual positivo.

#FA9880 (Salmón): Este color está relacionado con la vitalidad y la salud. Ideal para elementos relacionados con el bienestar de las mascotas y el seguimiento de la salud en la aplicación.

#F0F6FF (Azul Claro): Usado principalmente para fondos o áreas de descanso visual. Este tono claro y suave ofrece serenidad y calma, proporcionando un espacio limpio donde se prioriza la legibilidad.

#F1DADC (Rosa Pálido): Este tono ayuda a transmitir calidez sin ser dominante. Se utiliza para destacar secciones secundarias o componentes que requieren atención sutil.

#F0F1DA (Beige Claro): Un color suave que evoca neutralidad y equilibrio. Es ideal para áreas de fondo donde no se desea saturar con colores intensos, manteniendo una atmósfera relajada y accesible.

#DAF1DB (Verde Menta Claro): Este color está asociado con la frescura y la naturaleza. Es utilizado para representar éxito o confirmación, evocando bienestar y crecimiento, como en notificaciones de salud positiva.

01. Colors

Brand Colors

Primary / #0A1B3E

Secondary / #F15C5D

Other / #FF8F86

Other / #FA9880

Other / #F0F6FF

Other / #F1DADC

Other / #F0F1DA

Other / #DAF1DB

State Colors

Info
#2F80ED

Success
#27AE60

Warning
#E2B93B

Error
#EB5757

Black Colors

Black 1
#000000

Black 2
#1D1D1D

Black 3
#282828

White
#FFFFFF

Grey Colors



Typography

La tipografía juega un papel clave en la identidad visual de nuestra marca, ya que comunica el tono y la personalidad de la aplicación. Se ha elegido la tipografía Poppins debido a su legibilidad y versatilidad. Esta tipografía combina formas geométricas y líneas modernas, lo que refleja la innovación y simplicidad tecnológica que buscamos transmitir.

El uso de Poppins garantiza claridad en la comunicación y consistencia en todas las plataformas, asegurando que la información sea fácil de leer en dispositivos móviles y de escritorio.

02. Typography

Aa Heading Line height and paragraph spacing for heading is 1.1 x font size	Poppins Google Fonts		
	Name	Font size	Line Height
	Heading 1	56 px	61.6 px
	Heading 2	48 px	52.8 px
	Heading 3	40 px	44 px
	Heading 4	32 px	35.2 px
	Heading 5	24 px	26.4 px
	Heading 6	20 px	22 px

Aa Body Line height and paragraph spacing for body text is : 1.4 x font size	Poppins Google Fonts		
	Name	Font size	Line Height
	Large Text Bold	20 px	28 px
	Large Text Regular		
	Medium Text Bold	18 px	25.2 px
	Medium Text Regular		
	Normal Text Bold	16 px	22.4 px
	Normal Text Regular		
	Small Text Bold	14 px	19.6 px
	Small Text Regular		

Iconografía

Los iconos son una parte esencial de la interfaz, ya que ayudan a los usuarios a identificar rápidamente funciones y acciones. La iconografía de Upet se basa en un estilo limpio y moderno, con líneas claras y formas simples. Los iconos deben ser fácilmente reconocibles y representar claramente su función.

03. Iconography

Rules



- 1. Live area 20 px
- 2. Save area 2 px
- 3. Full size 24 px



Icon sets

Outline Icons



Fill Icons



Grid Systems

El uso de un sistema de cuadrícula es fundamental para mantener la coherencia visual y la alineación de los elementos en la interfaz. La cuadrícula proporciona una estructura visual que facilita la organización de los elementos y la creación de diseños equilibrados.

04. Grid Systems

DEKSTOP HD

Grid options

Frame:
Desktop 1440

Number of columns:
12

Column width:
65 px

Gutter width:
30 px

DEKSTOP

Grid options

Frame:
Desktop 1024

Number of columns:
12

Column width:
50 px

Gutter width:
30 px

TABLET

Grid Options

Frame:
Tablet 768

Number of columns:
6

Column width:
88 px

Gutter width:
30 px

MOBILE

Grid Options

Frame:
Mobile 320

Number of columns:
2


Column width:
130 px

Gutter width:
30 px

Spacing

El espaciado es un aspecto fundamental en el diseño de la interfaz para asegurar una buena experiencia de usuario. Los espacios adecuados entre elementos permiten una navegación fluida y una presentación visual ordenada. El siguiente sistema de espaciado asegura que la interfaz no se vea saturada y que los usuarios puedan interactuar fácilmente con los elementos.

05. Spacing



Tono de comunicación

El tono de comunicación de nuestra marca busca equilibrar una voz cercana, amigable y accesible con un enfoque profesional y confiable. Los usuarios deben sentir que la aplicación es moderna pero no intimidante, y que la tecnología IoT que ofrecemos es sencilla de utilizar.

Dimensiones del tono:

Divertido vs. Serio: Predominantemente serio, pero con destellos de diversión en interacciones o mensajes positivos (p. ej. notificaciones de salud positiva).

Formal vs. Casual: Mantendremos un tono formal-casual; no demasiado técnico, pero suficientemente profesional para inspirar confianza.

Respetuoso vs. Irreverente: Respetuoso y cercano, sin ser demasiado informal. El respeto por los usuarios y sus mascotas es clave.

Entusiasta vs. Sereno: Sereno, dando la sensación de control y seguridad. La aplicación debe transmitir calma incluso en situaciones de emergencia.

Ejemplos de mensajes:

- Divertido/Cercano: "¡Tu mascota está en perfectas condiciones! Relájate y sigue disfrutando del paseo."
- Serio/Informativo: "Hemos detectado una irregularidad en los signos vitales de tu mascota. Por favor, revisa su estado."

5.1.2. Web, Mobile and IoT Style Guidelines.

En la siguiente sección se aborda los estándares visuales y de interacción que deben seguirse al diseñar interfaces web responsivas, aplicaciones móviles y las interfaces de usuario vinculadas a dispositivos IoT. La consistencia en las experiencias visuales y de interacción es clave para garantizar que los usuarios perciban

Upet como una marca confiable, moderna y accesible. A continuación, se detallan las decisiones y estándares aplicables a cada plataforma, con un enfoque particular en la experiencia del usuario y la integración fluida entre web, móvil e IoT.

Responsive Web Interface

Diseño Responsive

En la web, el diseño responsive es esencial para garantizar que Upet sea accesible y funcional en cualquier dispositivo, desde pantallas de escritorio hasta móviles. Esto implica que los elementos de la interfaz se adapten fluidamente a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo siempre la coherencia visual y funcional.

- **Layouts flexibles:** El diseño debe adaptarse utilizando grids flexibles y elementos que cambian de tamaño proporcionalmente. Para pantallas de escritorio grandes, se opta por un grid de 12 columnas, mientras que en pantallas más pequeñas (como tablets y móviles), el diseño puede ajustarse a 8 o 4 columnas.
- **Tipografía adaptativa:** Los tamaños de fuente deben ajustarse según el tamaño de la pantalla para asegurar legibilidad. En pantallas grandes, se utilizan fuentes más grandes para encabezados (24px o más), mientras que en móviles, los encabezados pueden reducirse a 18px para optimizar el espacio.
- **Imágenes y gráficos responsivos:** Las imágenes, gráficos y elementos visuales deben redimensionarse y recortarse automáticamente para que siempre se muestren correctamente sin comprometer la estética o el rendimiento. Las imágenes SVG son preferibles por su capacidad de escalado sin pérdida de calidad.

Interacciones Web

La experiencia de interacción en la web para Upet debe ser fluida y fácil de navegar, brindando al usuario acceso inmediato a las funciones clave como el monitoreo de la salud de la mascota, la gestión de citas y la visualización de datos del collar IoT.

- **Navegación sencilla:** El menú de navegación debe ser accesible en todo momento, permitiendo a los usuarios moverse entre secciones sin esfuerzo. En móviles, se opta por un menú tipo hamburger, mientras que en escritorio se utiliza una barra de navegación fija.
- **Microinteracciones:** El uso de microinteracciones, como cambios de color en los botones cuando se colocan sobre ellos (hover), o animaciones suaves al cargar datos del collar IoT, mejora la experiencia del usuario. Estas interacciones deben ser sutiles y no intrusivas, garantizando que la atención del usuario se mantenga en las funcionalidades clave.

Diseño Mobile-First

El enfoque mobile-first asegura que la experiencia en dispositivos móviles sea prioritaria, optimizando cada elemento visual y de interacción para pantallas pequeñas.

- **Componentes clave en móviles:** Las funcionalidades más utilizadas, como el monitoreo de la salud, las alertas y el GPS, deben ser accesibles en la parte superior de la pantalla para evitar desplazamientos innecesarios.

- Gestos e interacciones táctiles: El diseño móvil de Upet debe aprovechar las interacciones táctiles, como deslizamientos para navegar entre secciones, tocar para expandir detalles de la salud de la mascota, y presionar prolongadamente para acceder a acciones rápidas, como compartir la ubicación de la mascota.

Mobile Application Interface

La interfaz de la aplicación móvil para Upet está diseñada para maximizar la usabilidad en pantallas pequeñas, optimizando las interacciones y ofreciendo una experiencia centrada en el usuario que es tanto funcional como atractiva.

Diseño Visual en Móvil

- Espaciado y jerarquía visual: En pantallas móviles, es crucial aprovechar al máximo el espacio limitado. El espaciado sigue la regla de 8px para mantener el orden y facilitar la navegación. La jerarquía visual debe ser clara, con los encabezados en Poppins Bold destacándose frente a los textos descriptivos más pequeños y menos prominentes.
- Botones de acción claros: Los botones principales, como agendar cita, monitorear salud o rastrear ubicación, deben ser grandes y fácilmente accesibles con el pulgar. Se recomienda un mínimo de 44x44px para garantizar una interacción precisa sin errores.
- Paleta de colores: La paleta de colores en móviles debe mantenerse coherente con el diseño web. Los tonos vibrantes como #F15C5D (Rojo Coral) se utilizan para elementos interactivos importantes, mientras que los colores más suaves como #F0F6FF (Azul Claro) se emplean para fondos y secciones informativas.

Interacción y Flujo de Usuario

- Navegación intuitiva: La navegación debe ser directa, con íconos grandes y menús fácilmente comprensibles. El uso de pestañas en la parte inferior de la pantalla para las secciones clave (Salud, Citas, GPS) asegura que el usuario pueda moverse rápidamente entre funciones.
- Alertas y notificaciones: Las notificaciones emergentes deben ser discretas pero visibles. Por ejemplo, cuando el collar IoT detecta un problema de salud, la notificación debe utilizar tanto el color #F15C5D como una animación suave para captar la atención del usuario sin ser intrusiva.
- Acciones por gestos: Además de las interacciones básicas, la aplicación móvil debe permitir gestos como deslizar hacia la derecha para ver más detalles sobre la salud de la mascota o hacia la izquierda para acceder a la configuración del collar IoT.

IoT Application User Interface

El diseño de la interfaz de usuario para la parte de IoT se centra en la visualización eficiente de los datos recolectados por el collar IoT y cómo estos se presentan en la aplicación para proporcionar información útil a los propietarios y veterinarios.

Visualización de Datos IoT

- Datos en tiempo real: La información del collar IoT, como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la ubicación, debe mostrarse en tiempo real en un formato claro y fácil de entender. Gráficos

simples y visualizaciones con códigos de color (verde para normal, rojo para alerta) ayudarán a los usuarios a identificar rápidamente cualquier anomalía.

- **Alertas en el dashboard:** Las alertas críticas deben aparecer en la parte superior del dashboard de la aplicación, con una interfaz clara y sencilla que permita a los usuarios actuar rápidamente. Por ejemplo, si la temperatura de la mascota es anormal, la aplicación debe mostrar un gráfico de tendencia con un fondo de color #F15C5D para resaltar la emergencia.
- **Historial de datos:** Además de los datos en tiempo real, los usuarios deben poder acceder a un historial de la salud de su mascota a través del IoT. Esto incluye gráficos de tendencia para ver cómo han variado los signos vitales a lo largo del tiempo, presentados en colores suaves como #F0F1DA (Beige Claro) para mejorar la legibilidad.

Interacción IoT

- **Notificaciones inteligentes:** Las notificaciones provenientes del collar IoT deben ser personalizables. Los usuarios pueden elegir recibir alertas críticas en la app o por SMS/WhatsApp, dependiendo de sus preferencias. Las notificaciones de baja prioridad pueden ser silenciosas, pero aparecerán en el panel principal para ser consultadas cuando el usuario lo desee.
- **Control y configuración del collar IoT:** Los usuarios deben tener la capacidad de configurar su collar IoT desde la aplicación, ajustando parámetros como la frecuencia de actualización de los datos o las notificaciones de alerta. Estos controles deben estar organizados en un menú intuitivo, con instrucciones claras y accesibles.

5.2. Information Architecture.

En esta sección, se establece la estructura de los diferentes productos según cada segmento objetivo. Asimismo, se definen elementos que se emplearán para la navegación en la aplicación.

5.2.1. Organization Systems.

Visual Organization Systems

Jerarquía Visual (Visual Hierarchy)

La jerarquía visual es fundamental para la presentación clara de la información más relevante para los usuarios. Se aplica este principio principalmente en las secciones de control de salud, rastreo de ubicación y gestión de citas, donde es esencial que los usuarios identifiquen fácilmente las acciones prioritarias y la información clave.

- **Dashboard de salud:** Los datos críticos, como el estado de salud de la mascota, las alertas de signos vitales y las notificaciones urgentes, tienen prioridad visual con colores de alerta (ej. rojo coral para emergencias) y mayor tamaño de texto. Elementos secundarios, como el historial de datos o las opciones de configuración, se muestran en tamaños de fuente más pequeños y con colores menos llamativos.
- **Sistema de citas:** En la sección de gestión de citas, los botones de acción, como "Agendar Cita" o "Cancelar Cita", están resaltados visualmente con colores vibrantes y ubicados en la parte superior de la pantalla para que el usuario pueda acceder rápidamente a ellos.

- **Rastreo GPS:** El mapa de localización en tiempo real del collar IoT tiene una mayor prominencia en el interfaz, siendo el foco central cuando se utiliza la funcionalidad de rastreo. Los detalles secundarios, como el historial de movimientos, se organizan debajo del mapa.

Organización Secuencial (Step-by-Step)

Se aplica en flujos donde es importante que el usuario siga una serie de pasos para completar una tarea, asegurando que no se omita ninguna acción crítica. Este enfoque es clave para guiar a los usuarios a través de procesos complejos, dividiéndolos en pasos fáciles de seguir.

- **Registro del collar IoT:** Para configurar el collar IoT, los usuarios siguen un flujo secuencial que comienza con la sincronización del dispositivo, seguida de la configuración de alertas y notificaciones, y finaliza con la prueba del dispositivo. Cada paso es claro y ofrece instrucciones detalladas.
- **Agendar cita veterinaria:** El proceso de agendar una cita sigue un flujo de pasos guiados, que comienza con la selección del veterinario, luego la elección del día y la hora, y finalmente la confirmación de la cita. El objetivo es que el usuario siga el proceso sin perderse en un sistema complejo.

Organización Matricial (Matrix-Based Organization)

La organización matricial permite que los usuarios accedan a la información desde diferentes categorías o filtros simultáneos. Esto es particularmente útil en Upet para la búsqueda y filtrado de veterinarios, donde los usuarios necesitan encontrar rápidamente el servicio adecuado según múltiples criterios.

- **Búsqueda de veterinarias:** Los usuarios pueden filtrar veterinarios no solo por ubicación geográfica, sino también por tipo de servicio, disponibilidad, y calificaciones. Este enfoque matricial permite que los usuarios encuentren la mejor opción para sus necesidades específicas.
- **Historial médico de la mascota:** El historial médico puede ser organizado y consultado tanto por fecha como por tipo de tratamiento o diagnóstico. Esto permite a los veterinarios o propietarios acceder fácilmente a los registros relevantes según lo que necesiten consultar.

Content Categorization Schemes

Categorización Alfabética

Se utiliza para acceder a listas largas de elementos, como veterinarios, diagnósticos o tratamientos.

- **Listado de veterinarios:** Cuando los usuarios buscan veterinarios, los resultados pueden organizarse alfabéticamente si así lo prefieren, lo que facilita encontrar un veterinario específico en una lista larga.
- **Historial médico:** Los registros de vacunas o tratamientos específicos pueden ser ordenados alfabéticamente, lo que facilita su búsqueda cuando se consulta por nombre del tratamiento o diagnóstico.

Categorización Cronológica

Se aplica principalmente para el seguimiento de la salud de la mascota y el historial de citas, donde el orden temporal es esencial para la navegación y consulta.

- **Historial de salud:** Los datos de salud, incluidos los reportes del collar IoT, se organizan cronológicamente, permitiendo que los propietarios y veterinarios puedan ver la evolución de la salud de la mascota a lo largo del tiempo.

- Historial de citas: Las citas pasadas y futuras se muestran en orden cronológico, facilitando la gestión de citas y el seguimiento de visitas anteriores.

Categorización por Tópicos

Este esquema de categorización se aplica cuando los usuarios necesitan navegar entre diferentes temas relacionados con la salud de su mascota o las funcionalidades del sistema.

- Monitoreo de Salud IoT: Los datos recolectados por el collar IoT se organizan por tipo de métrica, como temperatura corporal, frecuencia cardíaca o nivel de actividad, permitiendo un análisis detallado por cada categoría.

Categorización por Audiencia (Grupos de Usuarios)

Upet reconoce diferentes grupos de usuarios (como propietarios de mascotas y veterinarios), y algunas secciones de la aplicación se organizan específicamente para las necesidades de cada audiencia. Este enfoque permite personalizar la experiencia y asegurar que cada usuario acceda a la información que le es más relevante.

- Panel de Veterinarios: Los veterinarios tienen acceso a una interfaz personalizada donde pueden gestionar la información de los pacientes (mascotas), citas y registros médicos. Las funcionalidades presentadas aquí están organizadas específicamente para las necesidades de un profesional veterinario.
- Panel de Propietarios: Los propietarios de mascotas tienen su propio panel de usuario donde pueden ver y gestionar las citas, recibir alertas del collar IoT, y acceder a información básica de salud de sus mascotas. Este panel está optimizado para ser sencillo y directo, con información presentada de manera accesible.

5.2.2. Labeling Systems.

El sistema de etiquetado se diseña para garantizar simplicidad, claridad y coherencia en la representación de la información. El objetivo principal es facilitar la comprensión rápida y sin esfuerzo de las funcionalidades clave, tanto para los visitantes como para los usuarios registrados. Se utilizarán etiquetas precisas, con un mínimo número de palabras, para evitar confusiones y mejorar la navegación. Este enfoque ayuda a que los usuarios asocien fácilmente las etiquetas con la información o las acciones que representan. A continuación, se detallan las etiquetas que se utilizarán en Upet y cómo se aplicarán en diferentes contextos, considerando la simplicidad y las asociaciones mentales que los usuarios harán al interactuar con la aplicación.

Etiquetas Principales en la Navegación

Dashboard

Etiqueta: "Dashboard"

Asociación: El dashboard es la pantalla principal donde los usuarios pueden ver un resumen de toda la información relevante, como la salud de la mascota, citas programadas y alertas del collar IoT. El término "Dashboard" se asocia rápidamente con la idea de un panel de control, donde se tiene una vista general de la información crítica.

Salud

Etiqueta: "Salud"

Asociación: Esta etiqueta agrupa toda la información relacionada con el estado de salud de la mascota, como reportes del collar IoT, registros de vacunación y otros datos médicos. "Salud" es una etiqueta directa que comunica claramente su propósito, y los usuarios sabrán que aquí encontrarán información sobre la condición médica de su mascota.

Citas

Etiqueta: "Citas"

Asociación: La palabra "Citas" se utiliza para la sección donde los propietarios pueden gestionar todas las visitas programadas con el veterinario. Es una etiqueta que fácilmente asocia en la mente del usuario el agendamiento y la gestión de citas. Aquí podrán ver citas pasadas y futuras, así como programar nuevas.

GPS

Etiqueta: "Ubicación"

Asociación: La etiqueta "Ubicación" se utilizará para la función de rastreo en tiempo real proporcionada por el collar IoT. La palabra "Ubicación" es simple y directa, lo que permite que los usuarios rápidamente asocien esta sección con el monitoreo del lugar donde se encuentra su mascota en todo momento.

Historial

Etiqueta: "Historial"

Asociación: Esta etiqueta se emplea para mostrar el historial médico de la mascota, que incluye las consultas veterinarias pasadas, datos de salud del collar IoT y tratamientos. La etiqueta "Historial" es fácilmente asociada con un registro cronológico de eventos, ayudando al usuario a entender que aquí encontrarán información sobre la historia médica de su mascota.

Etiquetas en Formularios y Botones

Botón: Agendar Cita

Etiqueta: "Agendar Cita"

Asociación: Este botón permitirá a los propietarios agendar una nueva cita con el veterinario. La etiqueta es clara y directa, dejando en evidencia que, al hacer clic en el botón, los usuarios iniciarán el proceso de agendamiento.

Botón: Cancelar

Etiqueta: "Cancelar"

Asociación: "Cancelar" es una etiqueta comúnmente entendida y se utilizará cuando los usuarios deseen cancelar una acción en proceso o una cita programada. No requiere explicaciones adicionales, ya que es universalmente reconocida.

Botón: Confirmar

Etiqueta: "Confirmar"

Asociación: Este botón se utilizará para validar acciones como agendar una cita o confirmar el estado de una alerta de salud. La palabra "Confirmar" comunica claramente que la acción que el usuario está por realizar será definitiva.

Botón: Rastrear Mascota

Etiqueta: "Rastrear Mascota"

Asociación: Al hacer clic en este botón, los propietarios accederán al sistema de rastreo GPS de su mascota a través del collar IoT. La etiqueta es específica, lo que asegura que los usuarios sepan exactamente qué funcionalidad están utilizando.

Botón: Activar Notificaciones

Etiqueta: "Activar Notificaciones"

Asociación: Este botón permitirá a los usuarios activar alertas relacionadas con la salud de la mascota o su ubicación. La etiqueta "Activar Notificaciones" deja en claro que, al seleccionarla, los usuarios recibirán actualizaciones en tiempo real.

Etiquetas Contextuales en la Aplicación IoT

Alerta: Salud en Riesgo

Etiqueta: "Salud en Riesgo"

Asociación: Esta etiqueta aparecerá cuando el collar IoT detecte un valor anómalo en los signos vitales de la mascota. Es una etiqueta concisa y urgente, que transmite de inmediato la importancia de revisar el estado de la mascota.

Alerta: Mascota Localizada

Etiqueta: "Mascota Localizada"

Asociación: Esta alerta aparecerá cuando el sistema de rastreo GPS confirme la ubicación de la mascota. La etiqueta es simple y refleja el estado actual de la búsqueda, ofreciendo tranquilidad al usuario.

Notificación: Recordatorio de Cita

Etiqueta: "Recordatorio de Cita"

Asociación: Esta notificación se enviará automáticamente a los propietarios para recordarles sus citas veterinarias. La etiqueta comunica claramente la función de la notificación, lo que permite que el usuario asocie el mensaje con la gestión de citas.

Esquemas de Categorización y Asociaciones

Esquema de Categorización por Audiencia

Propietarios y Veterinarios: El contenido de la aplicación Upet se organiza de acuerdo con las necesidades específicas de cada tipo de usuario. Por ejemplo, los propietarios verán información sobre la salud de su mascota, las citas y el GPS, mientras que los veterinarios tendrán acceso a historiales médicos y herramientas

de gestión de pacientes. Las etiquetas dentro de cada sección estarán personalizadas para reflejar las acciones relevantes para cada tipo de usuario.

- Propietarios: Salud, Citas, Ubicación, Historial.
- Veterinarios: Pacientes, Historial Médico, Agenda, Alertas.

Esquema de Categorización por Tópicos

Monitoreo de Salud y GPS: Dentro de las secciones de monitoreo, los datos del collar IoT se organizan en diferentes tópicos: Signos Vitales, Ubicación, Actividad Física. Las etiquetas en estas secciones aseguran que los usuarios puedan acceder fácilmente a cada categoría sin tener que buscar información en varios lugares.

- Signos vitales: Información sobre la frecuencia cardíaca, temperatura y otros parámetros de salud.
- Ubicación: Rastreo en tiempo real de la ubicación de la mascota.
- Actividad física: Registros del nivel de ejercicio o movimiento de la mascota.

Esquema de Categorización Cronológica

Historial Médico y de Citas: El historial de la mascota y las citas veterinarias se organizan de manera cronológica para que los usuarios puedan ver fácilmente eventos pasados y futuros. La etiqueta "Historial" permite que los propietarios y veterinarios vean de manera organizada las visitas y tratamientos de la mascota en orden temporal.

5.2.3. SEO Tags and Meta Tags

El posicionamiento web de Upet es crucial para garantizar la visibilidad de la marca tanto en motores de búsqueda (SEO) como en las tiendas de aplicaciones (ASO). A continuación, se detallan los SEO Tags y Meta Tags que se aplicarán en las páginas principales del sitio web (Landing Page y Web Application), así como los elementos de App Store Optimization (ASO) para la aplicación móvil.

Sitio Web Estático (Landing Page)

La Landing Page es la puerta de entrada para los usuarios interesados en conocer la aplicación, sus funcionalidades y beneficios. Los siguientes SEO Tags y Meta Tags se aplicarán para mejorar la visibilidad y relevancia en los motores de búsqueda:

Title:

- Valor: "Upet - Tecnología IoT para el Cuidado de tu Mascota"

El title es breve, pero lo suficientemente descriptivo como para captar la atención de los motores de búsqueda y usuarios. Incluye el nombre de la marca y la propuesta de valor clave: tecnología IoT para el cuidado de mascotas.

Meta Description:

- Valor: "Descubre Upet, la aplicación que utiliza tecnología IoT para monitorear la salud y ubicación de tu mascota en tiempo real. Con funcionalidades como rastreo GPS y alertas de salud, Upet asegura el bienestar de tu mejor amigo."

La meta description ofrece una vista previa clara y atractiva del contenido de la página, destacando las principales funcionalidades de la aplicación (IoT, GPS, salud) y cómo beneficia a los usuarios.

Meta Keywords:

- Valor: "Upet, aplicación para mascotas, monitoreo IoT, collar inteligente, rastreo GPS mascotas, salud mascotas, veterinarios, cuidado de mascotas"

Las palabras clave están cuidadosamente seleccionadas para reflejar los términos que los usuarios podrían buscar relacionados con la aplicación Upet y sus funcionalidades.

Meta Author:

- Valor: "Upet Team"

El autor asigna el crédito del contenido a Upet Team, reflejando que el sitio web y su contenido han sido creados y gestionados por el equipo de Upet.

Web Application

La Web Application es donde los usuarios registrados acceden a las funcionalidades interactivas para gestionar la salud y el rastreo de sus mascotas. Los SEO Tags y Meta Tags aquí se enfocan en atraer a usuarios que buscan herramientas tecnológicas específicas para el cuidado de mascotas.

Title:

- Valor: "Upet - Gestiona la Salud y Seguridad de tu Mascota con IoT"

Este title comunica el propósito principal de la aplicación web: gestionar la salud y la seguridad de las mascotas usando la tecnología IoT, apelando directamente a usuarios interesados en monitoreo en tiempo real.

Meta Description:

- Valor: "Con la aplicación web de Upet, puedes gestionar la salud de tu mascota, monitorear su ubicación y recibir alertas en tiempo real. Personaliza tus alertas de salud y mantén a tu mascota segura con Upet."

La descripción destaca las funcionalidades clave de la aplicación web, enfatizando las capacidades de monitoreo y personalización.

Meta Keywords:

- Valor: "Upet aplicación web, monitoreo salud mascotas, rastreo GPS mascotas, alertas IoT, veterinarios, gestión de citas mascotas"

Estas palabras clave se centran en las funcionalidades interactivas que los usuarios pueden gestionar a través de la aplicación web.

Meta Author:

- Valor: "Upet Development Team"

Mobile Application

En las tiendas de aplicaciones como Google Play y App Store, los elementos de App Store Optimization (ASO) aseguran que Upet sea visible para los usuarios que buscan soluciones tecnológicas para el cuidado de mascotas. Estos son los elementos clave que se utilizarán:

App Title:

- Valor: "Upet - Monitoriza la Salud y Ubicación de tu Mascota con IoT"

El App Title comunica inmediatamente el valor principal de la aplicación: el monitoreo de la salud y ubicación de las mascotas mediante tecnología IoT.

App Subtitle:

- Valor: "Tecnología para el Cuidado de Mascotas: GPS, Salud y Alertas en Tiempo Real"

El subtitle en tiendas de aplicaciones refuerza las principales funcionalidades de Upet, haciendo énfasis en el rastreo GPS y las alertas en tiempo real para captar la atención del usuario.

App Description:

- Valor: "Upet es la solución ideal para los dueños de mascotas que desean monitorear la salud y la ubicación de su mejor amigo en tiempo real. Con la tecnología IoT, podrás recibir alertas cuando la salud de tu mascota esté en riesgo, rastrear su ubicación con GPS y gestionar las citas veterinarias fácilmente. Únete a Upet y mantén a tu mascota siempre protegida."

La App Description presenta los beneficios clave de la aplicación de manera directa y atractiva, utilizando un tono accesible que conecta con las preocupaciones de los dueños de mascotas.

App Keywords:

- Valor: "Upet, monitoreo mascotas, salud mascotas, GPS mascotas, IoT mascotas, veterinarios, cuidado de mascotas, rastreo mascotas, collar inteligente"

Las palabras clave de la aplicación están optimizadas para atraer a los usuarios que buscan soluciones tecnológicas específicas para el cuidado de mascotas y veterinarios.

5.2.4. Searching Systems.

Está diseñado para garantizar que los usuarios puedan acceder a la información que necesitan de manera rápida y eficiente, sin sentirse abrumados por la cantidad de datos disponibles. La búsqueda optimizada es crucial en un entorno donde los usuarios manejan datos relacionados con la salud de sus mascotas, historial médico, citas veterinarias y ubicaciones GPS en tiempo real. A continuación, se detallan los mecanismos de búsqueda que se implementarán en las distintas plataformas, los filtros disponibles y cómo se presentarán los resultados.

Búsqueda en la Web Application

Barra de Búsqueda Global

En la aplicación web, se integrará una barra de búsqueda global accesible desde cualquier sección. Esta barra permitirá a los usuarios realizar búsquedas rápidas dentro de las principales áreas de la aplicación: citas, salud de la mascota, historial médico y ubicación.

- **Ubicación:** La barra de búsqueda estará visible en la parte superior de la pantalla, permitiendo un acceso rápido a los datos de cualquier sección.
- **Sugerencias Instantáneas:** A medida que los usuarios escriben en la barra de búsqueda, se mostrarán sugerencias basadas en las entradas, mostrando citas recientes, veterinarios, o eventos relacionados con la salud de la mascota.

Filtros de Búsqueda en la Web Application

Para ayudar a los usuarios a encontrar la información correcta entre grandes volúmenes de datos, se incluirán filtros contextuales específicos según la sección donde se esté realizando la búsqueda.

- **Filtros de Salud y Monitoreo IoT:**
 1. **Métricas de salud:** Los usuarios podrán filtrar los datos de salud por signos vitales específicos, como temperatura corporal, frecuencia cardíaca, o nivel de actividad.
 2. **Rango de fechas:** Se podrá seleccionar un rango de fechas para buscar eventos de salud específicos o alertas generadas por el collar IoT.
- **Filtros de Citas:**
 1. **Estado de la cita:** Los usuarios podrán filtrar citas programadas, completadas o canceladas.
 2. **Veterinario:** Si el usuario ha interactuado con varios veterinarios, podrán filtrar las citas por el profesional específico.
- **Filtros de Historial Médico:**
 1. **Tratamientos o diagnósticos:** Los usuarios podrán buscar tratamientos o diagnósticos específicos dentro del historial médico.
 2. **Vacunas:** Se incluirá un filtro especial para buscar registros de vacunación por nombre o tipo.

Presentación de Resultados

Una vez realizada la búsqueda, los resultados se mostrarán en una vista clara y estructurada, dependiendo de la sección donde se realice la búsqueda:

- **Salud de la Mascota:** Los resultados incluirán tarjetas de resumen con las métricas de salud (frecuencia cardíaca, temperatura, actividad) y su estado actual. Si se buscan alertas, estas se mostrarán en una lista ordenada cronológicamente.
- **Citas:** Los resultados mostrarán una lista de citas en un formato de tarjeta, donde cada cita incluye la fecha, veterinario, y estado (completada, cancelada, pendiente). Habrá botones de acción para editar o cancelar citas directamente desde los resultados.
- **Historial Médico:** Se presentarán listas cronológicas de eventos médicos, incluyendo tratamientos, diagnósticos y vacunaciones. Cada entrada tendrá un enlace para ver detalles completos del evento.

Búsqueda en la Aplicación Móvil

Barra de búsqueda en la App Móvil

En la aplicación móvil, la barra de búsqueda será prominente en las principales secciones como Citas, Historial de Salud y Monitoreo IoT. Dado el espacio limitado en pantallas móviles, la barra de búsqueda estará ubicada en la parte superior de cada pantalla de estas secciones, accesible con un simple toque.

- Sugerencias predictivas: Conforme el usuario escribe en la barra de búsqueda, la aplicación móvil ofrecerá sugerencias basadas en entradas previas o búsquedas comunes, reduciendo el tiempo necesario para encontrar la información correcta.

Filtros de búsqueda en la App Móvil

Al igual que en la versión web, los filtros son fundamentales para ayudar a los usuarios móviles a encontrar datos de manera eficiente.

- Filtros en monitoreo IoT:
 1. Parámetros de salud: Los usuarios podrán filtrar por parámetros como frecuencia cardíaca, nivel de actividad o temperatura corporal.
 2. Fechas recientes: El filtro de fechas recientes estará disponible en formato de calendario desplegable para seleccionar rangos de fechas específicas.
- Filtros en citas:
 1. Veterinario: Filtrado por veterinario para citas anteriores o próximas.
 2. Estado de la Cita: Filtrar entre citas completadas, pendientes o canceladas.
- Filtros en historial Médico:
 1. Tipos de tratamiento: Filtrar por tipo de tratamiento o diagnóstico, permitiendo a los usuarios encontrar fácilmente registros médicos relevantes.
 2. Fechas: Filtro por fechas para ver registros médicos de un periodo específico.

Presentación de resultados en Móvil

En la aplicación móvil, los resultados de búsqueda se presentan de forma clara y optimizada para pantallas pequeñas:

- Resultados de salud IoT: Los resultados se mostrarán en un formato de tarjetas simplificado, mostrando el dato principal (temperatura, frecuencia cardíaca, etc.) en letras grandes, con un código de color que indica normalidad (verde), advertencia (amarillo) o alerta (rojo).
- Resultados de citas: Se mostrarán como una lista vertical de tarjetas de cita, donde el usuario puede ver el veterinario, la fecha, y la opción para reprogramar o cancelar la cita directamente.
- Resultados de historial Médico: Los eventos médicos se presentarán cronológicamente con detalles mínimos en la vista de resultados, y la opción de expandir para ver más información.

Búsqueda y Filtrado para Veterinarios

Para los veterinarios que utilicen Upet, los sistemas de búsqueda están optimizados para gestionar los pacientes de manera eficiente. Los veterinarios podrán buscar rápidamente entre sus pacientes y registros de salud para acceder a la información relevante en tiempo real.

Búsqueda por paciente

Los veterinarios tendrán acceso a una barra de búsqueda en su dashboard para buscar rápidamente el historial de salud de un paciente específico por nombre o identificación.

Filtros de pacientes

Los veterinarios pueden filtrar a sus pacientes por diversos criterios, como:

- Estado de salud actual: Filtro por mascotas con alertas recientes o en estado crítico.
- Fecha de la última visita: Filtrar por mascotas que no han tenido consultas en un periodo específico.
- Raza y edad: Filtrar pacientes por raza o grupo de edad para estudios o revisiones específicas.

Presentación de Resultados para Veterinarios

Los resultados de búsqueda se mostrarán como una lista de pacientes, mostrando nombre, edad y estado de salud en una vista concisa. Los veterinarios podrán acceder a los registros médicos completos de cada paciente haciendo clic en su nombre.

5.2.5. Navigation Systems.

Está diseñado para guiar a los usuarios de manera intuitiva a través de la Landing Page, la aplicación web y la aplicación móvil. El objetivo es garantizar que los usuarios logren sus metas rápidamente y con facilidad, mientras interactúan de forma satisfactoria con las funcionalidades del producto. Para lograrlo, implementamos técnicas de navegación eficientes, visualmente claras y coherentes que se adaptan a las distintas plataformas. A continuación, se describen las acciones y técnicas que permitirán a los usuarios recorrer el contenido de Upet de manera fluida.

Landing Page Navigation

Navegación Global (Global Navigation)

En la Landing Page, la navegación global será un menú principal visible en todo momento, que permitirá a los usuarios acceder rápidamente a las secciones clave del sitio. Este menú estará presente en la parte superior de la página y será accesible desde cualquier punto de la página mediante un menú de desplazamiento o un menú tipo hamburger en dispositivos móviles.

Secciones principales del menú:

- Inicio: Llamado a la acción inmediato para descargar la aplicación o registrarse.
- Funcionalidades: Resumen de las características principales de Upet, como monitoreo de salud, GPS, y gestión de citas.
- Veterinarios: Información dirigida a los veterinarios que usan la plataforma, mostrando beneficios y herramientas específicas.
- Testimonios: Sección de reseñas y experiencias de otros usuarios.
- Contacto: Enlace a una página que permite a los usuarios ponerse en contacto con el equipo de Upet.
- Descargar App: Botón destacado para redirigir a las tiendas de aplicaciones.

Llamado a la Acción (Call-to-Action)

En la Landing Page, se implementarán claros llamados a la acción (Call-to-Action o CTA), ubicados estratégicamente para guiar al usuario hacia acciones clave como descargar la aplicación o registrarse. Estos botones serán visualmente prominentes con colores llamativos como el #F15C5D para captar la atención de los visitantes.

- Descargar App: Botón principal en la cabecera que redirige a las tiendas de aplicaciones.

- **Regístrate Ahora:** Botón que llevará a los usuarios a la sección de registro o inicio de sesión, tanto para propietarios como veterinarios.

Navegación de Desplazamiento (Scrolling Navigation)

La Landing Page está estructurada de manera vertical con un diseño de desplazamiento continuo que permite a los usuarios explorar la página de arriba a abajo sin perderse. Las secciones están claramente diferenciadas, y los botones de navegación dentro de cada sección permiten moverse hacia la siguiente de forma sencilla.

- **Anclas de Navegación:** En cada sección, se incluirán botones o enlaces de "Más Información" que llevarán a los usuarios a la siguiente sección con solo hacer clic.
- **Botón "Volver Arriba":** Un botón de retorno a la parte superior estará disponible cuando el usuario se desplace hacia abajo, mejorando la facilidad de uso.

Web Application Navigation

Barra de Navegación Fija

En la aplicación web, los usuarios accederán a través de una barra de navegación fija en la parte superior o lateral de la pantalla, que les permitirá moverse entre las principales funcionalidades sin perder el contexto de donde están. Esta barra será accesible en todo momento, lo que garantiza una navegación rápida y fluida.

Secciones de la Barra de Navegación:

- **Dashboard:** Pantalla principal con un resumen de la salud y el estado de la mascota.
- **Salud:** Sección donde los usuarios pueden revisar la información de los signos vitales en tiempo real proporcionada por el collar IoT.
- **Citas:** Vista para gestionar citas veterinarias, incluyendo el agendamiento, cancelación y recordatorios.
- **Ubicación:** Funcionalidad de rastreo GPS, donde los propietarios pueden ver la ubicación actual de su mascota.
- **Historial:** Acceso al historial médico de la mascota, incluyendo consultas anteriores y registros de salud.
- **Ajustes:** Configuración de cuenta y preferencias de notificaciones y alertas.

Navegación por Filtros

Para facilitar el acceso a información específica, la aplicación web de Upet permitirá a los usuarios filtrar datos de salud y citas. Estos filtros estarán ubicados en la parte superior de las secciones respectivas y permitirán a los usuarios clasificar la información por fecha, tipo de consulta o métricas de salud (frecuencia cardíaca, temperatura, actividad física).

- **Filtros en el Historial de Salud:** Los usuarios podrán filtrar los registros de salud de su mascota según fechas (más recientes o más antiguos), o métricas específicas como temperatura corporal o frecuencia cardíaca.

Interacciones Contextuales

En la aplicación web, se incluirán menús contextuales que aparezcan cuando el usuario interactúa con un elemento específico. Por ejemplo, al hacer clic en una cita o en un dato de salud, aparecerán opciones adicionales como reprogramar, ver detalles o eliminar.

- Menús Contextuales: Al hacer clic en una cita en el calendario, aparecerán opciones de edición o cancelación.
- Hover para más Información: Cuando los usuarios pasen el cursor sobre datos médicos, se desplegará información detallada, como rangos de salud óptimos para cada parámetro.

Mobile Application Navigation

Navegación por Tabs (Tab Bar Navigation)

En la aplicación móvil, la navegación principal se organizará mediante una barra de pestañas (tab bar) ubicada en la parte inferior de la pantalla. Esto facilita el acceso con una sola mano y permite a los usuarios moverse rápidamente entre las secciones clave sin necesidad de múltiples clics o deslizamientos.

Tabs Principales:

- Inicio: Resumen del estado actual de la mascota, incluyendo salud y ubicación.
- Salud: Sección dedicada a los datos médicos y las alertas de salud.
- Citas: Gestión de citas veterinarias, con botones claros para agendar o cancelar.
- GPS: Rastreo en tiempo real de la mascota.
- Perfil: Ajustes de cuenta y preferencias.

Navegación por Gestos (Gesture-Based Navigation)

Para mejorar la experiencia móvil, se implementarán interacciones mediante gestos que simplifiquen la navegación y permitan a los usuarios acceder rápidamente a diferentes funcionalidades.

- Deslizar para Ver Detalles: Los usuarios podrán deslizar a la derecha o izquierda para navegar entre diferentes métricas de salud o secciones del historial.
- Tocar para Expandir: Al tocar cualquier dato médico o información de salud, el contenido se expandirá para mostrar más detalles sin necesidad de abrir una nueva pantalla.
- Deslizar para Agendar: En la sección de citas, los usuarios podrán deslizar una tarjeta de cita para ver opciones rápidas como reprogramar o cancelar.

Notificaciones y Acciones Rápidas

En dispositivos móviles, las notificaciones serán integradas en el sistema operativo para permitir a los usuarios actuar directamente desde la notificación. Por ejemplo, si se recibe una alerta de salud crítica, el usuario podrá acceder a la información directamente desde la notificación sin necesidad de abrir la aplicación.

- Acciones Rápidas: Las notificaciones de alerta permitirán opciones como "Ver Salud" o "Contactar Veterinario" directamente desde la pantalla de notificaciones.

Técnicas de Navegación Específicas para IoT

Panel de Control IoT

Para los usuarios que utilicen el collar IoT, el sistema de navegación prioriza el acceso rápido y sencillo a la información en tiempo real de la mascota. Desde el dashboard principal, el usuario podrá ver las métricas más importantes, como la ubicación y los signos vitales, con botones claros para obtener más detalles.

- **Acceso Directo a Alertas:** Las alertas de salud aparecerán como notificaciones prominentes en la parte superior del panel. Al hacer clic en una alerta, los usuarios podrán ver los detalles de la anomalía detectada y las acciones sugeridas.

Modo de Navegación en Mapas (GPS)

Cuando los usuarios utilicen el rastreo GPS de su mascota, la navegación cambiará a un mapa en tiempo real. En esta vista, podrán hacer zoom, ver la ruta recorrida y recibir notificaciones si la mascota sale de un área predefinida.


- **Modo Pantalla Completa:** El mapa se expandirá a pantalla completa para que el usuario pueda visualizar claramente la ubicación de la mascota.
- **Notificaciones en Tiempo Real:** Las alertas de ubicación se mostrarán en la parte superior del mapa, y los usuarios podrán hacer clic en ellas para ver la ruta exacta de su mascota.

5.3. Landing Page UI Design.

5.3.1. Landing Page Wireframe.

En esta sección, presentamos los wireframes de la landing page de Upet, una plataforma innovadora diseñada para conectar a dueños de mascotas con veterinarios de confianza. Los wireframes proporcionan una visión estructural de la página, destacando la disposición y funcionalidad de cada sección clave.

Sección Home



Sección About

Do you want to connect with the best veterinarians?

Find them on UPet, book appointments with certified veterinarians, digitize your pet's medical history and activate reminders. Everything on one platform to make caring for your best friend easy and convenient.



3752
Users



4.8
Score

Watch Video



Sección Dueños de mascotas

Do you have a pet?

Access the different services we offer and give the best care to your pet



Appointments

Make an appointment with your favorite veterinarian and save waiting time.



Pets

Register your pets and keep their information organized.



Nearby vets

Find the veterinarians closest to you that provide the services you want.



Medical history

Digitize your pets' medical history and take it with you everywhere.



Notifications

Turn on reminders and easily remember your pending activities.



Lost pet

Share that your pet is lost and increase the chance of finding it.

Do you have a veterinarian?

Join UPet and improve the quality of your services.



Profile

Register your veterinarian and create an attractive online presence for clients to find you.



Record

Records vaccinations, results, surgeries and illnesses in the pet's medical history.



Medical history

Offers better care by accessing updated medical history and relevant pet data.



Services

Offer your customers information about all your services and add your opening hours.



Map

Register the location of your veterinarian on the map and help more pet owners locate you.



Reviews

Periodically review the ratings and comments and use the feedback to grow your veterinarian.

Do you have a veterinarian?

Join UPet and improve the quality of your services.



Profile

Register your veterinarian and create an attractive online presence for clients to find you.



Record

Records vaccinations, results, surgeries and illnesses in the pet's medical history.



Medical history

Offers better care by accessing updated medical history and relevant pet data.



Services

Offer your customers information about all your services and add your opening hours.



Map

Register the location of your veterinarian on the map and help more pet owners locate you.



Reviews

Periodically review the ratings and comments and use the feedback to grow your veterinarian.

Sección Download



Download UPet!

Join the more than 3,000 people who have chosen UPet and give your best friend the best quality of life.



Sección Contact

Send us a message

Enter your information and your query so we can respond to you as soon as possible.

Name


Last Name

Email

Message

Send

Sección Footer




Enlace: <https://www.figma.com/design/1S78nWoDziNLXLZov0LHaO/IOT---LandingPage?node-id=0-1&t=TQJZTBecEyWMmmlQ-1>

5.3.2. Landing Page Mock-up.

En esta sección, presentamos los mockups de la landing page de Upet, que ofrecen una representación visual detallada y estilizada de la interfaz final. Los mockups permiten visualizar el diseño estético y la experiencia de usuario, proporcionando una imagen clara de cómo se verá y funcionará la página.

Sección Home



Sección About

Do you want to connect with the best veterinarians?

Find them on UPet, book appointments with certified veterinarians, digitize your pet's medical history and activate reminders. Everything on one platform to make caring for your best friend easy and convenient.




3752
Users



4.8
Score

Watch Video



Sección Dueños de mascotas

Do you have a pet?

Access the different services we offer and give the best care to your pet



Appointments

Make an appointment with your favorite veterinarian and save waiting time.



Pets

Register your pets and keep their information organized.



Nearby vets

Find the veterinarians closest to you that provide the services you want.



Medical history

Digitize your pets' medical history and take it with you everywhere.



Notifications

Turn on reminders and easily remember your pending activities.



Lost pet

Share that your pet is lost and increase the chance of finding it.

Sección Veterinarios

Do you have a veterinarian?

Join UPet and improve the quality of your services.



Profile

Register your veterinarian and create an attractive online presence for clients to find you.



Record

Records vaccinations, results, surgeries and illnesses in the pet's medical history.



Medical history

Offers better care by accessing updated medical history and relevant pet data.



Services

Offer your customers information about all your services and add your opening hours.



Map

Register the location of your veterinarian on the map and help more pet owners locate you.



Reviews

Periodically review the ratings and comments and use the feedback to grow your veterinarian.

Sección Review

Review

Testimonials from UPet users.



Anna Johanson
Veterinary
★★★★★

As a veterinary clinic, we have seen a significant improvement in the continuity of care for our patients since recommending the use of UPet.



Maria Mercedes
Pet Owner
★★★★★

Since using UPet, I feel much calmer about my dog's health. The vaccine and checkup reminders help me not forget anything important.



Mario Casas
Veterinary
★★★★☆

I find the application very interesting, the Comments section allows me to better know the impressions I leave on my clients.

<

>

30 / 55


Sección Download



Download UPet!

Join the more than 3,000 people who have chosen UPet and give your best friend the best quality of life.






Sección Contact

Send us a message

Enter your information and your query so we can respond to you as soon as possible.

Send

Sección Footer



Enlace: <https://www.figma.com/design/1S78nWoDziNLXLZov0LHaO/IOT---LandingPage?node-id=9-201&t=TQJZTBecEyWMmmlQ-1>

5.4. Applications UX/UI Design.

5.4.1. Applications Wireframes.

Mobile application:



33 / 55




Welcome

Get back to what you have let. Upet
at your service

Or login with

Don't have an account? [Create account](#)






Welcome



Get back to what you have let. Upet
at your service



Or login with



Don't have an account? [Create account](#)
















5.4.2. Applications Wireflow Diagrams.

Wireflow diagram 001: Registrar mascota


US-005 Registrar mascota



Wireflow diagram 002: Editar informacìon de la mascota
US-009 Editar informacìon de la mascota




Wireflow diagram 003: Agendar cita con la veterinaria
US-010 Agendar cita



Wireflow diagram 004: Integraciòn de datos del collar al historial mèdico
US-054 Integraciòn de datos del collar al historial mèdico



Wireflow diagram 005: Monitoreo de ubicaciòn en tiempo real
US-052 Monitoreo de ubicaciòn en tiempo real




Wireflow diagram 006: Subir foto de la mascota al registrarla

US-006 Subir foto de la mascota



Wireflow diagram 007: Registrar vacunas de las mascotas

US-020 Registrar vacunas



Wireflow diagram 008: Registrar resultados de los diagnósticos de las mascotas

US-021 Registrar resultados



Mobile Application:

5.4.3. Applications Mock-ups.

Mobile application:



[Enlace de los wireframes](#)

Web application:



Welcome

Get back to what you have let. Upet at your service

Email

Password

Login

Or Login with



Don't have an account? [Create Account](#)



Upet

Home

Profile

Settings

Notifications

Account

Hello, Mónica Galindo

Welcome home, air quality is good

Your Door is locked

Locked

My Pets

Air purifier

DELETE EDIT

Android TV

DELETE EDIT

Best Specialists Nearby

PerryPet

4.8 1 km

+51 987654321

07:00 am - 19:00 pm

View Date

PerryPet

4.8 1 km

+51 987654321

07:00 am - 19:00 pm

View Date

PerryPet

4.8 1 km

+51 987654321

07:00 am - 19:00 pm

View Date

Select Day

August 2023

Mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	25	26	27	28

Select Time

Select Pet

Pet's problem

Decline

Reserve

Mónica Galindo

Lights

DELETE EDIT

Vaccum bot

DELETE EDIT

+ Add new

+ view all

PerryPet

4.8 1 km

+51 987654321

07:00 am - 19:00 pm

View Date

PerryPet

4.8 1 km

+51 987654321

07:00 am - 19:00 pm

View Date

PerryPet



4.8 1 km



+51 987654321


07:00 am - 19:00 pm

View Date

43 / 55









Welcome

You are one Step away from becoming
a member of Upet

Name

Email


Password


[Create Account](#)

Or Create Account with



Already have an account? [Login](#)





Upet

Search

Mónica Galindo

Settings subscription

Primary Card

Mónica Galindo

Card Information

Card No.

4889 **** * **** *

Expiry date

/

CVV (3-digit security code)

Add more cards

Free Plan \$0/month

Schedule up to 3 veterinary appointments per month

Access to a basic list of nearby veterinary clinics

Personalized reminders for vaccinations and appointments

Pro Plan \$9.99/month

Schedule unlimited appointments with veterinarians

Advanced, customisable reminders for medications, appointments, and health checks

Real-time monitoring with the smart collar

Ultimate Plan \$19.99/month

All the features of the Pro Plan

24/7 continuous monitoring with the smart collar

Exclusive discounts at affiliated veterinary clinics

Family Plan \$24.99/month

All the features of the Ultimate Plan

Unlimited veterinary appointments for all pets.

Real-time monitoring with the smart collar for all pets

Priority family support for managing multiple pets' health and platform assistance.

Upet

Search

Mónica Galindo

Profile

Names

Last Name

DNI

Number

Address

Country

Zip Code

UserName



Account creation date



Password



Delete Account



Edit

49 / 55










5.4.4. Applications User Flow Diagrams.


Web application:



[Enlace de los user flow](#)

5.5. Applications Prototyping.

Web application:



[Enlace al prototipo](#)